



LOPPUVUODEN KAMPANJAT BIONORDIKASTA



TARJOUKSET

Phusion HF DNA -polymeraasi

Q5 HF DNA -polymeraasi

LE-agarooosi

NEB HF -restriktioentsyymit

AppliChemin tuotteet -10 %


PAGE-geelit

Proteiinimolekyylipainomarkkerit

BioDrop - spektrofotometrit

Tarjoukset voimassa 31.12.2012 kampanjakoodilla FIN1212

Ota yhteyttä meihin info@bionordika.fi ja pyydä näytteitä kampanjatuotteista!



Phusion HF DNA polymeraasi

M0530S- 100 U – **75,00 €**

M0530L- 500 U – **320,00 €**

Phusion HF PCR Master Mix !

M0531S- 100 reaction – **115,00 €**

M0531L- 500 reaction – **445,00 €**



Q5 High-Fidelity DNA polymeraasi on uudentyyppinen, entistä tarkempi ja luotettavampi PCR-entsyymi, johon on liitetty prosessiivisuutta parantava, Sso7d DNA:ta sitova ominaisuus. Tämä parantaa huomattavasti myös nopeutta, tarkkuutta ja luotettavuutta.

- 1 Tarkkuus** – >50-kertainen Taq DNA polymeraasiin verrattuna
- 2 Luotettavuus** – korkea spesifisyys ja saanto
- 3 Kattavuus** – erinomainen toimintavarmuus (myös AT- ja GC-rikkaat templaattit)
- 4 Nopeus** – lyhyt ekstensioaika
- 5 Käyttövarmuus** – Luotettava, soveltuu jopa > 10 kb genomiselle DNA:lle

Q5 High-Fidelity DNA polymeraasi

M0491S-100 U **69,00 €**

M0491S-500 U **290,00 €**



**NÄYTE
SAATAVILLA!**

HF Restriktioentsyymeistä

– **20 % alennus**

High Fidelity (HF) Restriktioentsyymit:



- Paranneltu suorituskyky
- Vähentää merkittävästi tähtiaktiivisuuden riskiä (jopa yli 500-kertaisesti)
- 100% aktiivisuus yhdessä puskurissa
- Time-Saver™ digestio 5-15 min
- Hinta – sama kuin perinteiset

BioNordika agaroozi

Erittäin korkealaatuinen, yleiskäyttöinen LE-agaroozi nukleinihappojen erottelemiseen!

Agaroozi - Tyyppi LE

Rutiini geelielektroforeesityöt (vastaa Seakem-agaroozia)

Molecular Biology Grade
DNase/RNase: not detected

BN50004 500 g **255,00 €**

BN50002 100 g **75,00 €**

AppliChem

AppliChem on luotettava ja kilpailukykyinen biokemikaalien toimittaja: valikoimassa on yli 15 000 reagenssia ja kittiä. Tuotevalikoimasta löydät vastaavat tuotteet kuin Sigmalla, mutta huomattavasti kilpailukykyisemmin hinnoin.

- Aminohapot
- Antibiootit
- Biologiset puskurit
- Detergentit
- Värit nukleinihapoille/proteiineille
- Proteaasi-inhibiittorit
- Soluviljelymediumit ja -reagenssit
- Molekyylibiologian reagenssit




TUTUSTUMISTARJOUS! Kaikista AppliChem in tuotteista – 10 % alennus

Saatavilla gradientti- ja kiinteäkonsentraatioisena ja 10-, 12- ja 15-kaivoisena formaattina

- **Helppokäyttöisyys:** ei poistettavia kampoja tai teippejä
- **Erotuskyky:** Proteiinibandien erittäin korkea erotuskyky
- **Toistettavuus:** Geelien eräkohtaiset erot hyvin pieniä
- **Pitkä käyttöaika:** 12 kk, -4°C
- **Käytännöllinen kasettimuotoilu:** Yhteensopivat yleisimpien laitemallien kanssa
- **Kilpailukykyinen hinta:** 69 eur/ 10 kpl

TUTUSTUMISHINTA 69 €/ 10 KPL!

Proteini-molekyyli-painomarkkerit - 20% normaalihinnoista



P7702L	Protein Marker, Broad Range, premixed - 750 appl.	272,00 €
P7702S	Protein Marker, Broad Range, premixed - 150 appl	68,00 €
P7703S	Protein Ladder, (10-250 kDa) – 100 appl	72,00 €
P7708L	Prestained Protein Marker, Broad Range, premixed - 875 appl	385,00 €
P7708S	Prestained Protein Marker, Broad Range, premixed - 175 appl	96,00 €
P7708V	Prestained Protein Marker, Broad Range, premixed - 83 appl	60,00 €
P7709L	ColorPlus Prestained Protein Marker, Broad Range - 875 appl.	425,00 €
P7709S	ColorPlus Prestained Protein Marker, Broad Range - 175 appl	106,00 €
P7709V	ColorPlus Prestained Protein Marker, Broad Range - 83 appl	65,00 €
P7710S	Prestained Protein Ladder, Broad Range (10-230 kDa) - 100 appl.	85,00 €
P7711S	ColorPlus Prestained Protein Ladder, Broad Range (10-230 kDa) –100 appl	95,00 €

BioDrop µLITE



Nopea, tarkka ja luotettava spektrofotometri DNA/RNA-konsentraation mittaamiseen mikrotilavuuksista

- **Minimitilavuus:** 0,5 µl
- **Detektoriraja-arvo:** 1 ng/µl
- **Poikkeuksellinen aallonpituus tarkkuus:** ei liikkuvia osia, sisään rakennettu näytepotti, jonka aallonpituus on kiinteä 0,5 mm (+/- 5 µm)
- **Nopea:** Laite päälle ja näytteen mittaaminen < 4 sekuntia
- **Helppokäyttöisyys:** Laaja, korkearesoluutioinen, värillinen kosketusnäyttö, helposti puhdistettava näytepotti
- **Joustavuus:** USB-PC -liitäntä

NYT TUTUSTUMISHINTAAN 7 960 €!

BIONORDIKA OY on itsenäinen osa pohjoismaista Addtech-konsernia ja sen Life Science -toimialaa. Konsernin palveluksessa on yli 1500 työntekijää. Konserniin kuuluneet sisaryritykset BioNordika Oy ja PLD Finland Oy yhdistivät voimansa syyskuussa 2012 ja muodostivat näin yhden alan voimakkaimmista Life Science -tuotteiden maahantuontiyrityksistä. BioNordikan Oy:n tuotevalikoimasta löytyvät alan tunnetuimmat Life Science -toimittajat ja olemmekin yksi harvoista maahantuojista, joilla on valikoimassaan laitteet, tarvikkeet, reagenssit ja osaava huolto.

Tavoitat tiimimme seuraavasti:

Myynti	Mikko Kamila (<i>kryosäilytys, merkintätuotteet</i>)	puh 0207 410 273
	Tommi Laatikainen (<i>reagenssit</i>)	puh 0207 410 271
	Hanna Laiho (<i>laitteet, bio</i>)	puh 0207 410 280
	Johanna Puusaari (<i>reagenssit, tarvikkeet</i>)	puh 0207 410 278
	Tom Rontu (<i>automaatio</i>)	puh 0207 410 276
	Vesa-Pekka Vilja (<i>laitteet, kemia</i>)	puh 0207 410 281
Huolto	Mikko Kamila (<i>kryo</i>)	puh 0207 410 273
	Marko Kujala	puh 0207 410 274
	Tom Rontu	puh 0207 410 276
Toimisto	Elina Linna	puh 0207 410 270
	Satu Tiililä	
Sähköposti	info@bionordika.fi	
	etunimi.sukunimi@bionordika.fi	